

Вниманию заинтересованных лиц

Настоящим письмом, мы компания ООО «Ормко», являющаяся представителем Ormco Corporation (производитель и продавец продукции для ортодонтического лечения) на территории Российской Федерации, сообщаем, что металлические (Damon Q, Damon 3MX, Mini Diamond, Orthos, Alexander Signature Line, Synthesis, STb) и эстетические брекететы (Damon 3), ортодонтические дуги (Copper Ni-Ti, Ni-Ti, SS - нержавеющая сталь) и металлические дополнительные приспособления (накусочные брекететы, лингвальные кнопки, лигатуры, пружины, зажимные стопоры, крючки, ретейнеры) содержат никель и хром и не должны применяться для людей с известной аллергической реакцией на эти металлы.

Генеральный директор



Машарина Е.Г.