

Клинические предпочтения

These clinical preferences apply by default to all of your Spark patients. If you would like to make a patient specific request, please note this on the product order form during the Spark submission process.

Финальное положение зубов

Выравнивание передних зубов: Верхний зубной ряд

☐ Арка улыбки 5.5: 5 – боковые резцы на 0,5 мм выше центральных, клыки на 0,5 мм выше боковых резцов

☐ Центральные и боковые резцы на одном уровне

☒ Клык и центральные резцы на одном уровне, боковые на 0,5 мм выше

☐ Индивидуально

Полностью выровнять зубы перед сепарацией

☒ Нет

☐ Да

Расширение

☐ Без расширения (может потребоваться сепарация)

☒ ≤ 2 мм

☐ > 2 мм

Форма дуги

☒ Естественная

☐ Damon

☐ Параболическая

Отменить

Восстановить значения по умолчанию

Сохранить

принусе в боковых отделах в височном плане

☒ Да

☒ Разместить надрезы для всех зубов при переднем принусе

Дополнительные комментарии

1. В конце лечения оставить сагитальную щель 2 мм.
2. Финальный овербайт (вертикальное перекрытие резцов) на 1/3 высоты incisal резцов.
3. Всегда выравнивать кривую Шлее.
4. Сепарацию incisal резцов проводить не более 0,3 мм.
5. Всегда наводить с красными точечными контактами в боковых отделах и отсутствием контактов во фронтальном отделе (кроме случаев с открытым принусом)

383/1500

Стадийность

Активные элайнеры

☐ Замедлить скорость перемещения зубов, чтобы соответствовать зубовой ряду с большим количеством стадий

Пассивные элайнеры

☒ Использовать дополнительные пассивные элайнеры (без перемещения) в конце лечения?

Число элайнеров

3

☐ Всегда добавлять пассивные элайнеры в независимости от выбранного типа продукта (Spark Advanced, Spark 20 и Spark 10)

☒ Добавлять пассивные элайнеры к Spark 10 и Spark 20, только когда это не влияет на выбор продукта

Виртуальная челюсть

☐ 3-3 (от клыка до клыка)

☐ 7-7 (от второго моляра до второго моляра)

Дополнительные комментарии

1. При дистализации использовать протокол 1/2;
2. При мезиализации добавлять gable bend (дополнительный мезиальный наклон корней на каждом элайнере)
3. Ретракцию фронтальной группы зубов проводить после того, как первые премоляры закончат движение. Ретракцию проводить с гиперэкспозицией лингвального торка корней 10 градусов
4. Все вертикальные движения проводить завершающим этапом
5. Интрузию фронтальной группы зубов проводить с дополнительными лингвальными торками корней
6. При назначении дистопроканового зуба начинать его движение после создания для него места

568/1500

Детали

Установить аттачменты и крючки/надрезы возле

☒ Нет

☐ Да

Предпочтительный аттачмент для экстракции зуба

☒ Аттачмент, скошенный к десне (узкой стороной по направлению к десне)

☐ Аттачмент, скошенный к режущему краю (узкой стороной по направлению к режущему краю)

☐ Другое — укажите

Предпочтительный аттачмент для ротации

☒ Скос в направлении, противоположном движению (например, при мезиальном вращении более тонкий конец направлен к дистальному краю)

☐ Скос в направлении движения (например, при мезиальном вращении более тонкий конец направлен к мезиальному краю)

☐ Другое — укажите

Предпочтительный аттачмент для зуба с крючком для захвата

☒ Горизонтальный прямоугольный аттачмент на том же зубе, что и крючок

☐ Вертикальный прямоугольный аттачмент на том же зубе, что и крючок

☐ Скошенный аттачмент со скосом, направленным в сторону крючка

☐ Без аттачмента

Предпочтительный аттачмент для зуба с надрезом под клин

☒ Горизонтальный прямоугольный аттачмент на том же зубе, что и надрез

☐ Вертикальный прямоугольный аттачмент на том же зубе, что и надрез

☐ Без аттачмента

Конфликты между аттачментами и крючками/надрезами

☒ Сократить размер аттачмента для размещения крючка/надреза

☐ Удалить крючок/надрез и оставить аттачмент

☐ Удалить аттачмент и оставить крючок/надрез


☐ Переместить крепление к соседнему зубу и удерживайте надрез

Установка надреза по классу II

☐ Кнопки ☒ 46, 36

☐ Крючки /

☒ Интегрированные крючки ☒ 23, 13




Нажмите на зуб, чтобы выбрать/удалить функцию

Установка надреза по классу III

☒ Кнопки ☒ 16, 26

☐ Крючки /

☐ Интегрированные крючки ☒ 33, 43



Нажмите на зуб, чтобы выбрать/удалить функцию

Понтики в боковых отделах

☒ Нет

☐ Да

Дополнительные комментарии

1. Для дистализации или мезиализации использовать прямоугольные горизонтальные аттачменты.
2. Всегда устанавливать аттачменты на моляры.
3. Добавлять аттачменты размером не менее 3 мм.
4. При открытом принусе всегда добавлять окклюзионные накладки на моляры
5. При интрузии фронтальной группы зубов на нижней челюсти добавлять вертикальные прямоугольные аттачменты во клыки
6. При проведении интрузии фронтальной группы зубов на нижней и верхней челюстях добавлять накусочные площадки 1.3-2.3

494/1500

Copyright © 2025Ormco Corporation Все права защищены | Условия использования | Конфиденциальность | Версия 9.16.0 (R2025.4.52)